



Centre dentaire de La Rive

PLAQUE OCCLUSALE

1. Bien broser les dents et la langue, passer la soie dentaire et rincer la bouche avant de mettre l'appareil.
2. Lorsque vous retirez votre appareil de la bouche, tirer de chaque côté d'une force égale, de manière à ne pas l'endommager.
3. Nettoyer votre appareil en rinçant bien après chaque usage sous l'eau froide.
4. Toujours laisser votre appareil dans son contenant.
5. Une fois par semaine, nettoyer l'appareil avec une pastille nettoyante pour prothèse (maximum 15 minutes). Cela enlèvera les minéraux et les taches accumulées. Malgré tout la teinte de votre appareil peut varier du transparent à légèrement opaque.
6. N'exposez jamais l'appareil à des température élevées et ne laissez pas au sec plus de 24 heures. Pour conserver l'appareil à l'humidité. Lorsque vous ne l'utilisez pas, il suffit de mettre un bout d'essuie-tout mouillé dans l'étui.
7. Apportez-la à vos rendez-vous chez nous 😊